

Attachment 1 - Deglycerolized (thawed) Red Blood Cell Component Codes, Description and Label Sample /  
 Pièce jointe n° 1 — Description, codes-produit et exemple d'étiquette du culot globulaire déglycérolé (décongelé)

<b>*New* Deglycerolized (thawed) Red Blood Cell Components /</b> <b>*Nouveaux* types de culot globulaire déglycérolé (décongelé)</b>			
ISBT Code / Code ISBT	Mnemonic Text / Abréviation mnémorique	Description / Description	Additional Information / Information additionnelle
E4995V00	DEGL RBC LR (AS-3)	DEGLYCEROLIZED / DÉGLYCÉROLÉ RED BLOOD CELLS / CULOT GLOBULAIRE LEUKOCYTES REDUCED / PART. DÉLEUCOCYTE Volume : nnn mL AS-3 added / AS-3 ajoutée Store at / Conserver à 1-6 °C SHELF LIFE IN DAYS / DURÉE DE CONSERVATION EN JOURS : 14	
E4995100	DEGL RBC LR AUTO (AS-3)	DEGLYCEROLIZED / DÉGLYCÉROLÉ RED BLOOD CELLS / CULOT GLOBULAIRE LEUKOCYTES REDUCED / PART. DÉLEUCOCYTE Volume : nnn mL AS-3 added / AS-3 ajoutée Store at / Conserver à 1-6 °C SHELF LIFE IN DAYS / DURÉE DE CONSERVATION EN JOURS : 14	For AUTOLOGOUS Use Only / Transfusion AUTOLOGUE seulement
E4995X00	DEGL RBC LR AUTO BIOH (AS-3)	DEGLYCEROLIZED / DÉGLYCÉROLÉ RED BLOOD CELLS / CULOT GLOBULAIRE LEUKOCYTES REDUCED / PART. DÉLEUCOCYTE Volume : nnn mL AS-3 added / AS-3 ajoutée Store at / Conserver à 1-6 °C SHELF LIFE IN DAYS / DURÉE DE CONSERVATION EN JOURS : 14	For AUTOLOGOUS Use Only / Transfusion AUTOLOGUE seulement
E4995200	DEGL RBC LR DIR (AS-3)	DEGLYCEROLIZED / DÉGLYCÉROLÉ RED BLOOD CELLS / CULOT GLOBULAIRE LEUKOCYTES REDUCED / PART. DÉLEUCOCYTE Volume : nnn mL AS-3 added / AS-3 ajoutée Store at / Conserver à 1-6 °C SHELF LIFE IN DAYS / DURÉE DE CONSERVATION EN JOURS : 14	For DIRECTED Use Only / Don DIRIGÉ seulement

Attachment 1 - Deglycerolized (thawed) Red Blood Cell Component Codes, Description and Label Sample /  
 Pièce jointe n° 1 — Description, codes-produit et exemple d'étiquette du culot globulaire déglycérolé (décongelé)

E5635V00	DEGL RBC LR (AS-3)	DEGLYCEROLIZED / DÉGLYCÉROLÉ RED BLOOD CELLS / CULOT GLOBULAIRE LEUKOCYTES REDUCED / PART. DÉLEUCOCYTE Volume : nnn mL AS-3 added / AS-3 ajoutée Store at / Conserver à 1-6 °C SHELF LIFE IN HOURS / DURÉE DE CONSERVATION EN HEURES : 24	
E5635100	DEGL RBC LR AUTO (AS-3)	DEGLYCEROLIZED / DÉGLYCÉROLÉ RED BLOOD CELLS / CULOT GLOBULAIRE LEUKOCYTES REDUCED / PART. DÉLEUCOCYTE Volume : nnn mL AS-3 added / AS-3 ajoutée Store at / Conserver à 1-6 °C SHELF LIFE IN HOURS / DURÉE DE CONSERVATION EN HEURES : 24	For AUTOLOGOUS Use Only / <i>Transfusion AUTOLOGUE          seulement</i>
E5635X00	DEGL RBC LR AUTO BIOH (AS-3)	DEGLYCEROLIZED / DÉGLYCÉROLÉ RED BLOOD CELLS / CULOT GLOBULAIRE LEUKOCYTES REDUCED / PART. DÉLEUCOCYTE Volume : nnn mL AS-3 added / AS-3 ajoutée Store at / Conserver à 1-6 °C SHELF LIFE IN HOURS / DURÉE DE CONSERVATION EN HEURES : 24	For AUTOLOGOUS Use Only / <i>Transfusion AUTOLOGUE          seulement</i>
E5635200	DEGL RBC LR DIR (AS-3)	DEGLYCEROLIZED / DÉGLYCÉROLÉ RED BLOOD CELLS / CULOT GLOBULAIRE LEUKOCYTES REDUCED / PART. DÉLEUCOCYTE Volume : nnn mL AS-3 added / AS-3 ajoutée Store at / Conserver à 1-6 °C SHELF LIFE IN HOURS / DURÉE DE CONSERVATION EN HEURES : 24	For DIRECTED Use Only / <i>Don DIRIGÉ seulement</i>

Attachment 1 - Deglycerolized (thawed) Red Blood Cell Component Codes, Description and Label Sample /  
 Pièce jointe n° 1 — Description, codes-produit et exemple d'étiquette du culot globulaire déglycérolé (décongelé)

<b>Existing Deglycerolized (thawed) Red Blood Cell Components /            Types <u>actuels</u> de culot globulaire déglycérolé (décongelé)</b>			
<b>ISBT Code /            Code ISBT</b>	<b>Mnemonic Text /            Abréviation mnémonique</b>	<b>Description /            Description</b>	<b>Additional Information /            Information additionnelle</b>
06400	RBC, Deglycerolized	DEGLYCEROLIZED / DÉGLYCÉROLÉ RED BLOOD CELLS / CULOT GLOBULAIRE Volume : nnn mL Store at / Conserver à 1-6 °C SHELF LIFE IN HOURS / DURÉE DE CONSERVATION EN HEURES : 24	
06800	RBC LR, Deglycerolized	DEGLYCEROLIZED / DÉGLYCÉROLÉ RED BLOOD CELLS / CULOT GLOBULAIRE LEUKOCYTES REDUCED / PART. DÉLEUCOCYTÉ Volume : nnn mL Store at / Conserver à 1-6 °C SHELF LIFE IN HOURS / DURÉE DE CONSERVATION EN HEURES : 24	
E4519V00	DEGL RBC LR	DEGLYCEROLIZED / DÉGLYCÉROLÉ RED BLOOD CELLS / CULOT GLOBULAIRE LEUKOCYTES REDUCED / PART. DÉLEUCOCYTÉ Volume : nnn mL Store at / Conserver à 1-6 °C SHELF LIFE IN HOURS / DURÉE DE CONSERVATION EN HEURES : 24	
E4519100	DEGL RBC LR AUTO	DEGLYCEROLIZED / DÉGLYCÉROLÉ RED BLOOD CELLS / CULOT GLOBULAIRE LEUKOCYTES REDUCED / PART. DÉLEUCOCYTÉ Volume : nnn mL Store at / Conserver à 1-6 °C SHELF LIFE IN HOURS / DURÉE DE CONSERVATION EN HEURES : 24	For AUTOLOGOUS Use Only / Transfusion AUTOLOGUE seulement

Attachment 1 - Deglycerolized (thawed) Red Blood Cell Component Codes, Description and Label Sample /  
Pièce jointe n° 1 — Description, codes-produit et exemple d'étiquette du culot globulaire déglycérolé (décongelé)

E4519X00	DEGL RBC LR AUTO BIOH	DEGLYCEROLIZED / DÉGLYCÉROLÉ RED BLOOD CELLS / CULOT GLOBULAIRE LEUKOCYTES REDUCED / PART. DÉLEUCOCYTÉ Volume : nnn mL Store at / Conserver à 1-6 °C SHELF LIFE IN HOURS / DURÉE DE CONSERVATION EN HEURES : 24	For AUTOLOGOUS Use Only / Transfusion AUTOLOGUE seulement
E4519200	DEGL RBC LR DIR	DEGLYCEROLIZED / DÉGLYCÉROLÉ RED BLOOD CELLS / CULOT GLOBULAIRE LEUKOCYTES REDUCED / PART. DÉLEUCOCYTÉ Volume : nnn mL Store at / Conserver à 1-6 °C SHELF LIFE IN HOURS / DURÉE DE CONSERVATION EN HEURES : 24	For DIRECTED Use Only / Don DIRIGÉ seulement

Label Sample / Exemple d'étiquette

**Indication of AS-3 Additive / Mention de l'ajout d'AS-3**

**Product Expiry / Date de péremption du produit**

Canadian Blood Services / Société canadienne du sang  
Ottawa, ON K1G 4J5  
Establishment License / Licence d'établissement: 100390  
Volume donor: This product may transmit infectious agents  
See Circular of Information for indications, contraindications, cautions and methods of infusion. Donneur bénévole: Ce produit peut transmettre des agents infectieux. Voir la Circulaire d'information pour les indications, les contre-indications, les mises en garde et les méthodes de perfusion

Collected on / Prélevé le: 0171042101  
14 APR 2017 21:01

E4995V00  
DEGLYCEROLIZED/DÉGLYCÉROLÉ  
**RED BLOOD CELLS**  
CULOT GLOBULAIRE  
LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉ

Volume: 287 mL  
AS-3 added/ajoutée  
Store at/Conserver à 1-6 °C

9500  
Rh **NEGATIVE**

Expires on / Périmé le: 0171352359  
15 MAY 2017 23:59

93999993199911199 CMV -  
C- E- K- Fya- Jkb-